

**NUCLEOCEL DELTA S, 5 μ m****Macherey Nagel****NUCLEOCEL DELTA S, 5 μ m****NUCLEOCEL DELTA separazione enantiomera basata su derivati di cellulosa**

materiale base, silice

selettore chirale Cellulosetris-(3,5-dimetilfenilcarbammato)

-USP L40

fasi similari: Chiralcel® OD, Kromasil®, CelluCoat®, Eurocel® 01

dimensione particelle standard 10 μ m,

Tipo-S per alta risoluzione, consente l'uso di colonne più corte (150 mm) per separazioni più rapide, stabilità pressione fino a circa 150 bar (2000 psi)

NUCLEOCEL DELTA per applicazioni con fase normale:

eluente in colonna *n*-eptano - 2-propanolo (90:10, v/v)

gli eluenti tipici sono miscele di eptano-propanolo

NUCLEOCEL DELTA-RP per applicazioni in fase inversa:

eluente in colonna acetonitrile - acqua (40:60, v/v)

progettati per uso sia con modo polare organico sia con eluenti contenenti elevate concentrazioni di sali caotropici come perclorati

applicazioni consigliate: composti farmaceuticamente attivi, chirali inquinanti (es. erbicidi, PCB), composti chirali in cibi (coloranti, conservanti), catalizzatori chirali e composti bioorganici.

Colonne preparative EC eluente in colonna *n*-eptano - 2-propanolo, dimensioni particelle 5 μ m

Ø int. 4.6 mm

Lungh. 250 mm



Code	Description	Packaging
MNL72044546	NUCLEOCEL DELTA S, 5 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
MNL72044646	EC 150/4.6 NUCLEOCEL DELTA S, 5 µm EC HPLC column EC 150/4.6 NUCLEOCEL DELTA S particle size: 5 µm length: 150 mm, ID: 4.6 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

