

**NUCLEOCEL DELTA-RP S, 5 μ m****Macherey Nagel****NUCLEOCEL DELTA-RP S, 5 μ m****NUCLEOCEL DELTA separazione enantiomera basata su derivati di cellulosa**

materiale base, silice

selettore chirale Cellolosetris-(3,5-dimetilfenilcarbammato)

-USP L40

fasi simili: Chiralcel® OD, Kromasil®, CelluCoat®, Eurocel® 01

dimensione particelle standard 10 μ m,

Tipo-S per alta risoluzione, consente l'uso di colonne più corte (150 mm) per separazioni più rapide, stabilità pressione fino a circa 150 bar (2000 psi)

NUCLEOCEL DELTA per applicazioni con fase normale:

eluente in colonna n-eptano - 2-propanolo (90:10, v/v)

gli eluenti tipici sono miscele di eptano-propanolo

NUCLEOCEL DELTA-RP per applicazioni in fase inversa:

eluente in colonna acetonitrile - acqua (40:60, v/v)

progettati per uso sia con modo polare organico sia con eluenti contenenti elevate concentrazioni di sali caotropici come perclorati

applicazioni consigliate: composti farmaceuticamente attivi, chirali inquinanti (es. erbicidi, PCB), composti chirali in cibi (coloranti, conservanti), catalizzatori chirali e composti bioorganici.

Colonne analitiche EC. Eluente in colonna acetonitrile - acqua, dimensione particelle 5 μ m

Ø int. 4.6 mm

Lungh. 250 mm



Code	Description	Packaging
MNL72045046	NUCLEOCEL DELTA-RP S, 5 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
MNL72045146	NUCLEOCEL DELTA-RP S, 5 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 150 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

