

**NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca****Macherey Nagel****NUCLEOGEL® SUGAR 810 Ca**

resine polistirene sulfonato / divinilbenzene in diverse forme ioniche e cromatografia RP
il meccanismo di separazione comprende esclusione ioni, scambio ionico, esclusione dimensioni, esclusione legante oltre che come cromatografia NP ed RP

forma H⁺: separazione di zuccheri, zucchero alcoli ed acidi organici - USP L17 - eluente in colonna 0.01 N H₂SO₄

forma Ca²⁺: separazione di mono-, di- ed oligosaccaridi - USP L19

eluente in colonna acqua

Colonne tipo Valco. Separazione di mono-, di ed oligosaccaridi - USP L19 eluente in colonna acqua.

Ø int. 7.8 mm

Lungh. 300 mm



Code	Description	Packaging
MNL719570	NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca, Ø int. 7.8 mm, Lungh. 300 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

