

**Florisil adsorbente per colonne cromatografiche****Macherey Nagel****Florisil® adsorbente per colonne cromatografiche**

silice di magnesio duro granulare : $\text{MgO } 15.5 \pm 0.5\%$ - $\text{SiO}_2 \ 84.0 \pm 0.5\%$ - $\text{Na}_2\text{SO}_4 \ 1.0\%$; 60/100 mesh

applicazioni tipiche: preparazione campioni (SPE), pulizia di residui di pesticidi, separazione di pesticidi clorinati, estrazione di steroidi, ormoni sessuali, antibiotici, grassi ecc...

Descrizione FLORISIL-Standard 60/100 mesh

Dimensione particelle 0,15 / 0,25 mm

Peso 5 kg



Code	Description	Packaging
MNL8157101	FLORISIL-Standard 60/100 mesh, Dimensione particelle 0,15 / 0,25 mm, Peso 1 kg	1 pz
MNL8157105	FLORISIL-Standard 60/100 mesh, Dimensione particelle 0,15 / 0,25 mm, Peso 5 kg	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

