


**OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC****Macherey Nagel****OPTIMA® 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC  
100% Dimetilpolisiloxano**

fase non polare con bassissimo spurgo, ideale per trappola ioni e rilevatori  
quadripolari MS  
sensibilità maggiorata grazie ad un ineguagliabile basso livello di fondo  
inerzia perfetta per composti di base  
possibile risciacquo solventi per rimozione di impurità  
aree di applicazione: tutte le fasi per analisi ambientali, analisi di tracce, metodi  
EPA, pesticidi, PCB, analisi cibi e droghe  
fasi similari: Ultra-1, DB-1 MS, HP-1 MS, Rtx-1 MS, Equityä 1, AT-1 MS, VF-1  
MS, CP-Sil 5 CB MS  
temperatura massima per operazioni isoterme: 340°C, temperatura massima per  
brevi isoterme in un programma di temperatura: 360°C

Ø int. 0.32 mm  
Ø est. 0.5 mm  
Spessore film 0,25 µm  
Lungh. 30 m



| Code        | Description                                                                                                                           | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MNL72580125 | OPTIMA-1 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,25 Capillary column<br>OPTIMA-1 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 25 m     | 1 pz      |
| MNL72580150 | OPTIMA-1 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,50 Capillary column<br>OPTIMA-1 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 50 m     | 1 pz      |
| MNL72580230 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC,<br>Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m | 1 pz      |
| MNL72580260 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC,<br>Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m | 1 pz      |
| MNL72580515 | OPTIMA-1 MS-A, 0.25 mm ID, 0.25 µm Fd,15 Capillary column<br>OPTIMA-1 MS Accent ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m     | 1 pz      |
| MNL72580530 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC,<br>Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m | 1 pz      |
| MNL72580560 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC,<br>Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m | 1 pz      |
| MNL72580630 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC,<br>Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m  | 1 pz      |
| MNL72580660 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC,<br>Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m  | 1 pz      |
| MNL72580730 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC,<br>Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m  | 1 pz      |
| MNL72580760 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC,<br>Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m  | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

