

**OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC****Macherey Nagel****OPTIMA® 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC**
100% Dimetilpolisiloxano

fase non polare con bassissimo spurgo, ideale per trappola ioni e rilevatori quadripolari MS

sensibilità maggiorata grazie ad un ineguagliabile basso livello di fondo

inerzia perfetta per composti di base

possibile risciacquo solventi per rimozione di impurità

aree di applicazione: tutte le fasi per analisi ambientali, analisi di tracce, metodi EPA, pesticidi,

PCB, analisi cibi e droghe

fasi similari: Ultra-1, DB-1 MS, HP-1 MS, Rtx-1 MS, Equityä 1, AT-1 MS, VF-1 MS, CP-Sil 5 CB MS


temperatura massima per operazioni isoterme: 340°C, temperatura massima per brevi isoterme in un programma di temperatura: 360°C

Ø int. 0.32 mm

Ø est. 0.5 mm

Spessore film 0,25 µm

Lungh. 30 m



DASITGROUP

CARLO ERBA
REAGENTS

Code	Description	Packaging
MNL72580125	OPTIMA-1 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,25 Capillary column OPTIMA-1 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 25 m	1 pz
MNL72580150	OPTIMA-1 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,50 Capillary column OPTIMA-1 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 50 m	1 pz
MNL72580230	OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72580260	OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72580515	OPTIMA-1 MS-A, 0.25 mm ID, 0.25 µm Fd,15 Capillary column OPTIMA-1 MS Accent ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m	1 pz
MNL72580530	OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72580560	OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72580630	OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72580660	OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72580730	OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72580760	OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

