

**OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC****Macherey Nagel****OPTIMA® 5 MS colonne capillari per GC**
5% difenil - 95% dimetilpolisiloxano

fase non polare con basso spurgo ideale per applicazioni in GC/MS ed ECD e analisi generali a livello di tracce inerzia perfetta per componeneti di base.

fasi similari: DB-, HP- mS, Ultra-, Equity-5, CP-Sil 8 CB - basso spurgo/MS, Rtx-5Sil-MS, Rtx-5 MS, 007-5 MS, BPX5, MDN-5S, AT-5 MS, VF-5 MS.


temperatura massima per operazioni isotermitiche: 340°C, temperatura massima per brevi isoterme in un programma di temperatura: 360°C

Ø int. 0.32 mm

Ø est. 0.5 mm

Lungh. 25 m

Spessore film 1 µm



Code	Description	Packaging
MNL72621012	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.20 μ m, 12 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 μ m length: 12 m	1 pz
MNL72621025	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.20 μ m, 25 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 μ m length: 25 m	1 pz
MNL72621050	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.20 μ m, 50 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 μ m length: 50 m	1 pz
MNL72621130	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,25 μ m	1 pz
MNL72621225	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 25 m, Spessore film 1 μ m	1 pz
MNL72621250	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 50 m, Spessore film 1 μ m	1 pz
MNL72621260	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 60 m, Spessore film 1 μ m	1 pz
MNL72621330	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,5 μ m	1 pz
MNL72621512	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.35 μ m, 12 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 μ m length: 12 m	1 pz
MNL72621525	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.35 μ m, 25 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 μ m length: 25 m	1 pz
MNL72621550	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.35 μ m, 50 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 μ m length: 50 m	1 pz
MNL72622015	OPTIMA 5 MS, 0.25 mm ID, 0.25 μ m, 15 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 μ m length: 15 m	1 pz
MNL72622030	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,25 μ m	1 pz
MNL72622060	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 60 m, Spessore film 0,25 μ m	1 pz
MNL72622530	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,5 μ m	1 pz



Code	Description	Packaging
MNL72622560	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 60 m, Spessore film 0,5 µm	1 pz
MNL72622630	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 1 µm	1 pz
MNL72622660	OPTIMA 5 MS, 0.25 mm ID, 1.00 µm, 60 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.25 mm, film thickness: 1,00 µm length: 60 m	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

