



Optima 1701 colonne capillari per GC

Macherey Nagel

Optima® 1701 colonne capillari per GC
14 % Cianopropil- fenil - 86% Dimetilpolisiloxano

USP G46

fase mediamente polare

selettività speciale a causa dell'alto contenuto di cianopropil

colonna di riferimento per identificazione struttura, es. in combinazione con

Optima 5

spessore film = 1 µm per analisi solventi

fasi similari: OV-1701, DB-1701, CP-Sil 19 CB, HP-1701, Rtx-1701, SPB-1701, 007-1701, BP10, ZB-1701

temperatura massima per operazioni isoterme: 300°C, temperatura massima

per brevi isoterme in un programma di temperatura: 320°C


per colonne con diam.int. 0.53mm, le temperature massime sono
rispettivamente 280 e 300°C

Ø int. 0.25 mm

Ø est. 0.4 mm

Spessore film 0,25 µm

Lungh. 25 m



Code	Description	Packaging
MNL72605810	OPTIMA 1701, 0.25 mm ID, 0.25 µm, 10 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 10 m	1 pz
MNL72605815	OPTIMA 1701, 0.25 mm ID, 0.25 µm, 15 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m	1 pz
MNL72605825	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72605830	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72605850	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72605860	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72606430	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72606460	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72631810	OPTIMA 1701, 0.32 mm ID, 0.25 µm, 10 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.25 µm length: 10 m	1 pz
MNL72631815	OPTIMA 1701, 0.32 mm ID, 0.25 µm, 15 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m	1 pz
MNL72631825	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72631830	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72631850	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72631860	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz



Code	Description	Packaging
MNL72632025	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72632030	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72632050	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72632060	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72654510	OPTIMA 1701, 0.53 mm ID, 1.00 µm, 10 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.53 mm, film thickness: 1.00 µm length: 10 m	1 pz
MNL72654515	OPTIMA 1701, 0.53 mm ID, 1.00 µm, 15 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.53 mm, film thickness: 1.00 µm length: 15 m	1 pz
MNL72654525	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.53 mm, Ø est. 0.8 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72654530	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.53 mm, Ø est. 0.8 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72673515	OPTIMA 1701, 0.53 mm ID, 2.00 µm, 15 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.53 mm, film thickness: 2.00 µm length: 15 m	1 pz
MNL72673525	OPTIMA 1701, 0.53 mm ID, 2.00 µm, 25 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.53 mm, film thickness: 2.00 µm length: 25 m	1 pz
MNL72673530	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.53 mm, Ø est. 0.8 mm, Spessore film 2 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72673550	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.53 mm, Ø est. 0.8 mm, Spessore film 2 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72682425	OPTIMA 1701, 0.32 mm ID, 0.35 µm, 25 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.35 µm length: 25 m	1 pz
MNL72682430	OPTIMA 1701, 0.32 mm ID, 0.35 µm, 30 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.35 µm length: 30 m	1 pz
MNL72682450	OPTIMA 1701, 0.32 mm ID, 0.35 µm, 50 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.35 µm length: 50 m	1 pz
MNL72682460	OPTIMA 1701, 0.32 mm ID, 0.35 µm, 60 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.35 µm length: 60 m	1 pz



Code	Description	Packaging
MNL72684125	OPTIMA 1701, 0.20 mm ID, 0.20 µm, 25 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 25 m	1 pz
MNL72684150	OPTIMA 1701, 0.20 mm ID, 0.20 µm, 50 m Capillary column OPTIMA 1701 ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 50 m	1 pz
MNL72692925	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72692930	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72692950	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72692960	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72696530	Optima 1701 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 30 m	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

