

**OPTIMA 225 colonne capillari per GC****Macherey Nagel****OPTIMA® 225 colonne capillari per GC**
50% cianopropilmetil - 50% fenilmetilpolisiloxano

USP G7 / G19

fase polare

raccomandato per analisi acidi grassi

fasi similari: DB-225, HP-225, OV-225, Rtx-225, CP-Sil 43, 007-225, BP225


temperatura massima per operazioni isoterme: 260°C, temperatura massima per brevi
isoterme in un programma di temperatura: 280°C

Ø int. 0.10 mm

Ø est. 0.4 mm

Spessore film 0,1 µm

Lungh. 10 m



Code	Description	Packaging
MNL72608010	OPTIMA 225 colonne capillari per GC, Ø int. 0.10 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,1 µm, Lungh. 10 m	1 pz
MNL72611815	OPTIMA 225, 0.25 mm ID, 0.25 µm, 15 m Capillary column OPTIMA 225 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m	1 pz
MNL72611825	OPTIMA 225, 0.25 mm ID, 0.25 µm, 25 m Capillary column OPTIMA 225 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 25 m	1 pz
MNL72611830	OPTIMA 225 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72611850	OPTIMA 225 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72611860	OPTIMA 225 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72635225	OPTIMA 225, 0.32 mm ID, 0.25 µm, 25 m Capillary column OPTIMA 225 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.25 µm length: 25 m	1 pz
MNL72635230	OPTIMA 225 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72635250	OPTIMA 225 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72635260	OPTIMA 225 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

