



Optima WAX colonne capillari per GC

Macherey Nagel

**Optima® WAX colonne capillari per GC
glicole polietilenico 20000 daltons**

USP G16

fase polare

raccomandata per analisi solventi ed alcoli

adatta per soluzioni acquose

fasi simili: Premabond® CW 20 M, DB-WAX, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, Rtx-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax


temperatura massima per operazioni isoterme 240°C, temperatura massima per brevi isoterme in un programma di temperatura: 250 °C
per colonne con diam.int. 0.53 mm le temperature massime sono rispettivamente 220 e 240 °C

Ø int. 0.53 mm

Ø est. 0.8 mm

Spessore film 2 µm

Lungh. 30 m



Code	Description	Packaging
MNL72629625	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72629630	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72629650	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72629660	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72632125	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72632130	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72632150	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72632160	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72654830	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.53 mm, Ø est. 0.8 mm, Spessore film 2 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72654925	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.53 mm, Ø est. 0.8 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72654930	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.53 mm, Ø est. 0.8 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72660025	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72660030	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72660050	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72660060	Optima WAX colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

