



## Kit sviluppo metodo di derivatizzazione

Macherey Nagel

**Kit sviluppo metodo di derivatizzazione**

Per migliorare la volatilità, per una migliore stabilità termica o limiti bassi di rilevabilità in gascromatografia prerequisiti: formazione quantitativa, rapida e riproducibile solo su derivati gli atomi alogeni introdotti per derivatizzazione (es. trifluoroacetati) consentono rilevazioni specifiche (ECD) con il vantaggio dell'alta sensibilità l'ordine di eluizione e i modelli di fragmentazione in MS possono essere influenzati da una derivatizzazione specifica

sono disponibili reagenti per **sililazione, alchilazione (metilazione) - acilazione**.

Quale tipo di derivatizzazione è più adatta per il vostro campione? (alchilazione, acilazione o sililazione)?

Contenuto 2 x 1 ml each for TMSH, MSTFA, MBTFA



| Code      | Description                                                                             | Packaging |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MNL701952 | Kit sviluppo metodo di derivatizzazione, Contenuto 2 x 1 ml each for TMSH, MSTFA, MBTFA | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

