



Kit di Sililazione

Macherey Nagel

Kit di Sililazione

Per migliorare la volatilità, per una migliore stabilità termica o limiti bassi di rilevabilità in gascromatografia prerequisiti: formazione quantitativa, rapida e riproducibile solo su derivati gli atomi alogeni introdotti per derivatizzazione (es. trifluoroacetati) consentono rilevazioni specifiche (ECD) con il vantaggio dell'alta sensibilità l'ordine di eluizione e i modelli di fragmentazione in MS possono essere influenzati da una derivatizzazione specifica sono disponibili reagenti per **sililazione, alchilazione (metilazione) - acilazione**.
Quale è il reagente corretto per sililazione?

Contenuto 2 x 1 ml cad. per MSTFA, BSTFA, TSIM, MSHFBA



Code	Description	Packaging
MNL701953	Kit di Sililazione, Contenuto 2 x 1 ml cad. per MSTFA, BSTFA, TSIM, MSHFBA	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

