

**Precolonna per colonna NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca****Macherey Nagel****Precolonna per colonna NUCLEOGEL® SUGAR 810 Ca**

resine polistirene sulfonato / divinilbenzene in diverse forme ioniche e cromatografia RP

il meccanismo di separazione comprende esclusione ioni, scambio ionico, esclusione dimensioni, esclusione legante oltre che come cromatografia NP ed RP

forma H⁺: separazione di zuccheri, zucchero alcoli ed acidi organici - USP L17 - eluente in colonna 0.01 N H₂SO₄

forma Ca²⁺: separazione di mono-, di- ed oligosaccaridi - USP L19
eluente in colonna acqua

Tipo per diam. int. 7, 8 mm



Code	Description	Packaging
MNL719571	Precolonna per colonna NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca, Tipo per diam. int. 7, 8 mm	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

