



Reagenti di derivatizzazione per gas cromatografia, per sililazione - HMDS

Macherey Nagel

L'HMDS può essere utilizzato in aggiunta con quantità catalitiche di TMCS (es. 1 %) o come miscela con TMCS (2 -1, v/v; SILYL-21 e SILYL-2110), in quanto questo lo rende un reagente per sililazione veloce e quantitativo.

Applicazioni raccomandate: acetonitrile, solventi aprotici, bisolfuro di carbonio, derivatizzazione, dimetilacetammide, dimetilformammide, composti organici, piridina.

Temperatura di stoccaggio: 2-8 °C.



Code	Description	Packaging
MNL701240650	Reagente per derivatizzazione per GC, per sililazione, HMDS - 50 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

