



Colonne capillari per la determinazione di dietilenglicole PERMABOND CW 20 M DEG

Macherey Nagel

Colonne capillari per la determinazione di dietilenglicole PERMABOND CW 20 M DEG. Ideali per controllo di qualità del vino.



Code	Description	Packaging
MNL72306325	Capillary column PERMABOND CW 20 M-DEG ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 μ m length: 25 m	1 pz
MNL72332725	Capillary column PERMABOND CW 20 M-DEG ID: 0.32 mm, film thickness: 0.25 μ m length: 25 m	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

