

**Cera per sigillatura di capillari per ematocrito****Karl Hecht**

Cerallacca per la chiusura di capillari per ematocrito.
Questa cera garantisce una buona separazione per il campione di sangue e non si asciuga.
Sufficiente per la chiusura di un centinaio di capillari.



Code	Description	Packaging
LLG06225921	Sistema di sigillatura ematocrito	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

