

**Pipette Pasteur in vetro****Poulten & Graf**

Pipette Pasteur in vetro. La lunghezza e la forma del puntale della pipetta sono controllati accuratamente.

Il restringimento per il filtro in cotone è realizzato in modo da avere una distanza costante dall'imboccatura lucidata al calore, ciò garantisce da debolezze e contaminazione del vetro (ISO 7712).





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

