

**Autoclavi automatiche AE-150 DRY****Raypa**

Le autoclavi verticali AE-DRY soddisfano le esigenze di sterilizzazione di strutture industriali, educative e di ricerca, con l'obiettivo di aumentare la produttività e ridurre al minimo il tempo di attesa di ogni ciclo di sterilizzazione.

Non è necessario asciugare il carico in una stufa esterna.

Progettate per sterilizzare carichi solidi imballati, oggetti porosi e cavi, vetro, plastiche, utensili in metallo e sacchetti di rifiuti di laboratorio.

Possono anche trattare liquidi e terreni di coltura.

La versatilità di elaborare tutti i tipi di carichi, la funzione di asciugatura finale e il massimo grado di automazione, insieme a una maggiore efficienza nel consumo delle risorse, come acqua, energia e tempo operativo, si traducono in una soluzione economica per gestire il carico di lavoro del laboratorio.



Code	Description	Packaging
LLG09851892	Autoclavi automatiche AE-150 DRY, volume tot./utile 175/153 litri, dim. camera (Ø x H mm): 500x760, altezza di carico 1085 mm, dim. est.: 750x820x1400 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

