



Pre-colonna EC HPLC (analitica), RESOLVOSIL BSA-7, particelle 7  $\mu\text{m}$ , lungh. x diam.: 4 x 3 mm

**Macherey Nagel**

Per la protezione della colonna principale dalla contaminazione. Le impurezze chimiche vengono trattate prima di arrivare alla colonna principale. Ciò è di importanza rilevante in quanto alcuni contaminanti possono legarsi alla resina in modo irreversibile, riducendo la vita della colonna.



Code	Description	Packaging
MNL72140230	Pre-colonna EC 4/3 RESOLVOSIL	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

