



Chip per sistema NAICA

Stilla Technologies

Chip per sistema NAICA.

Sapphire chip:

- Fino a 12 campioni/corsa;
- Fino a 30.000 droplet/campione;
- Per applicazioni da alta sensibilità.

Ruby chip:

- Fino a 48 campioni/corsa;
- Fino a 17.000 droplet/campione;
- Per una produttività flessibile.



Code	Description	Packaging
C14012	Sapphire Chips (confezione da 12 chips per 4 campioni/chip)	confezione da 12 chips per 4 campioni/chip
C16011	Ruby Chip (confezione da 12 chips per 16 campioni/chip)	confezione da 12 chips per 16 campioni/chip



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

