



Informations produits : Table de variation du pH en fonction de la température

CARLOERBA Reagents propose une gamme de solutions tampons, incolores ou colorées, prêtes à l'emploi. L'intervalle de pH est garanti et déterminé par un référencement à un standard N.I.S.T.

Pour une meilleure utilisation de nos produits, vous trouverez ci-dessous la table de variation du pH en fonction de la température.

pH	Code	Température °C											
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
1	486211	0,96	0,99	0,99	0,99	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	--	1,01	
1,68	486751	--	--	1,67	1,67	1,68	1,68	1,69	1,69	1,70	1,70	1,71	
2	486231	2,01	2,01	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	--	2,00	
3	486251 486252	3,05	3,05	3,03	3,01	3,01	3,00	3,00	3,00	2,98	--	2,97	
3,56	486741	--	--	--	--	--	3,56	3,55	3,55	3,54	3,55	3,55	
4	486271 486274 486273 486276	4,05	4,04	4,02	4,01	4,00	4,01	4,04	4,01	4,01	--	4,00	
	486761 486762	4,05	4,04	4,02	4,01	4,00	4,01	4,01	4,01	4,01	--	4,01	
	4,62	486841	4,66	4,64	4,64	4,63	4,62	4,6	4,61	4,62	4,63	4,64	4,66
	5	486311	5,06	5,05	5,02	5,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	--	5,01
6	486331	6,04	6,02	6,01	6,00	6,00	6,02	6,03	6,03	6,04	--	6,06	
6,88	486871	6,98	6,95	6,92	6,90	6,88	6,86	6,85	6,84	6,84	--	6,84	
7	486791 486792	7,13	--	7,05	7,02	7,00	6,98	6,98	--	6,95	--	6,95	
	486451 486453 486454 486456	7,13	7,07	7,05	7,02	7,00	6,98	6,98	6,96	6,95	--	6,95	
	8	486541 486542	8,15	8,10	8,07	8,04	8,00	7,96	7,94	7,92	7,90	--	7,85
	9	486591 486593 486594	9,24	9,16	9,11	9,05	9,00	8,95	8,91	8,88	8,85	--	8,79
9,22	486881	9,46	9,40	9,33	9,28	9,22	9,18	9,14	9,10	9,07	9,04	9,01	
10	486611 486613 486614 486615	10,26	10,17	10,11	10,05	10	9,94	9,89	9,84	9,82	--	9,74	
	10,06	486811 486812	10,32	10,25	10,18	10,12	10,06	10,01	9,97	9,93	9,89	--	9,86
	11	486771 486772	--	--	--	11,08	11,00	10,9	10,8	10,71	10,62	--	10,42
	12	486691 486690	12,58	12,41	12,26	12,10	12,00	11,88	11,72	11,67	11,54	--	11,33
13	486701 486702	13,80	13,59	13,37	13,18	13,00	12,83	12,67	12,59	12,41	--	12,15	