

**Capillari per punto di fusione**

Hirschmann Laborgeräte

Capillari per punto di fusione. Capillari per la determinazione del punto di fusione. In vetro chiaro, diversi diametri e lunghezze. Altre misure disponibili su richiesta.



| Code        | Description                                                                                                             | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06078107 | Capillari per punto di fusione, chiusi da un lato, Ø est. 1.35 mm, Ø int. 0.95 mm, Lungh. 100 mm, in vetro soda         | 100 pz    |
| LLG06264147 | Capillari per punto di fusione, aperti da entrambi i lati, Ø est. 1.00 mm, Ø int. 0.80 mm, Lungh. 120 mm, in vetro soda | 250 pz    |
| LLG09208076 | Capillari Chiusi da 1 lato , Øest. 1,55mm, Øint. 1,15mm, L. 75mm, Vetro                                                 | 100 pz    |
| LLG09208080 | Capillari Aperti, Ø est. 1mm, Øint. 0,8mm, L. 80mm, Duran                                                               | 100 pz    |
| LLG09208081 | Capillari Chiusi da 1 lato, Ø est. 1mm, Øint. 0,8mm, L. 80mm, Duran                                                     | 100 pz    |
| LLG09208100 | Capillari Aperti, Øest. 1mm, Øint. 0,8mm, L. 100mm, Duran                                                               | 100 pz    |
| LLG09208101 | Capillari Chiusi da 1 lato , Øest. 1mm, Øint. 0,8mm, L. 100mm, Duran                                                    | 100 pz    |
| LLG09208131 | Capillari Chiusi da 1 lato , Øest. 1,45mm, Øint. 1mm, L. 80mm, Vetro                                                    | 100 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

