

**Colonne analytique EC NUCLEOCEL DELTA-RP S, 5 µm****MACHEREY-NAGEL****Colonne analytique EC NUCLEOCEL *DELTA-RP S*, 5 µm**

NUCLEOCEL DELTA séparation des énantiomères par dérivé en cellulose

Matériel de base gel de silice, sélecteur de cellulose

(3,5-diméthylphénylcarbamat) USP L40

Chiralcel® OD, Kromasil® CelluCoatä, Eurocel® 01

taille des particules standard 10 µm,

Version S avec des particules de 5 µm

NUCLEOCEL DELTA pour des applications en phase normale für Normalphasen

NUCLEOCEL DELTA-RP pour des applications en phase inversée

Eluent en colonne acétonitrile - eau, taille de particules 5 µm



Code	Description	Packaging
LLG04002448	Colonne analytique EC NUCLEOCEL DELTA-RP S, 5 µm, Ø int. 4,6 mm, Longueur 250 mm	1 pz.
LLG04002449	Colonne analytique EC NUCLEOCEL DELTA-RP S, 5 µm, Ø int. 4,6 mm, Longueur 150 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

