

**CHROMAFIX C18 ec****MACHEREY-NAGEL****CHROMAFIX® C18 ec****Phase de gel de silice modifiée octadecyl pour la SPE, endcapped**

Matériel de base : gel de silice, taille des pores 60 Å, taille des particules 45 µm, surface spécifique 500 m²/g, stabilité pH 2-8, phases octadecyles, endcapped, teneur en carbone 14 %, très apolaire, interaction hydrophobe avec de nombreux composés organiques.

Applications recommandées : composés non-polaires, aflatoxine, amphétamine, antibiotiques, anti-épileptiques, barbituriques, caféine, drogues, conservateurs, acides aliphatiques, nicotine, PAH, pesticides, PCB, métaux lourds, vitamines.

Convient très bien au dessalement d'échantillons



Code	Description	Packaging
LLG04003839	Solid Phase Extraction Cartridges CHROMA	50 pz.
LLG04003840	Solid Phase Extraction Cartridges CHROMA	50 pz.
LLG04003841	Solid Phase Extraction Cartridges CHROMA	50 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

