

**Butirrometri per gelato Koehler****Gerber Instruments**

Butirrometri per gelato Koehler. Metodo volumetrico per 5 ml di crema, bulbo chiuso con etichetta satinata, collo piano, senza tappo .



Code	Description	Packaging
LLG06234868	Butirrometro per gelato Köhler, 0-20% grasso, div. 0,2;	1 pz
LLG06264747	Butirrometro per gelato Köhler, 0-25% grasso, div. 0,2;	1 pz
LLG06266489	Butirrometro per gelato Köhler, 0-15% grasso, div. 0,2;	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

