



**Butirrometri per gelato Koehler**

**Gerber Instruments**

Butirrometri per gelato Koehler. Metodo volumetrico per 5 ml di crema, bulbo chiuso con etichetta satinata, collo piano, senza tappo .



Code	Description	Packaging
LLG06234868	Butirrometro per gelato Köhler, 0-20% grasso, div. 0,2;	1 pz
LLG06264747	Butirrometro per gelato Köhler, 0-25% grasso, div. 0,2;	1 pz
LLG06266489	Butirrometro per gelato Köhler, 0-15% grasso, div. 0,2;	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

