

**Butirrometri per crema Roeder con Accessori****Gerber Instruments**

Butirrometri per crema Roeder con accessori Metodo gravimetrico per 5 g di crema, con 2 aperture, etichetta satinata sul bulbo, completi di tappo in gomma e beaker in vetro, con stelo senza foro.



Code	Description	Packaging
LLG06237816	Butirrometro per crema Roeder, 0-50-75% grasso, div. 0,5( $\pm$ 0,25) norma DIN;	1 pz
LLG06243590	Butirrometro per crema Roeder, 0-30-55% grasso, div. 0,5( $\pm$ 0,25) norma DIN;	1 pz
LLG06264748	Butirrometro per crema Roeder, 0-60% grasso, div. 1,0( $\pm$ 0,5);	1 pz
LLG07659958	Butirrometro per crema Roeder, 0-20-50% grasso, div. 0,5( $\pm$ 0,25);	1 pz
LLG09112571	Butirrometri di precisione, % grasso 0 - 35 - 65, grad. 0.5 ( $\pm$ 0.25)	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

