

**Trappole fredde con vaso Dewar, acciaio inossidabile****KGW**

Trappole fredde con vaso Dewar, acciaio inossidabile. Le trappole fredde vengono utilizzate insieme alle pompe da vuoto per raccogliere il condensato prodotto dall'umidità o dai solventi e possono essere usate per molte funzioni. L'applicazione più comune è raccogliere la condensa prodotta da umidità o solventi da dischi rotanti, pompe da vuoto o sistemi per alto vuoto che usano pompe a diffusione d'olio o turbo-molecolari. In questo caso si utilizza normalmente un refrigerante comune come azoto liquido (LN2) o ghiaccio secco (CO2) con acetone. Semplici trappole fredde, note anche come condensatori a dito freddo, sono usate in combinazione con le pompe da vuoto e la condensa viene spinta fuori dall'umidità o dai solventi utilizzati nelle applicazioni chimiche. La trappola fredda è usata per proteggere la pompa da vuoto e la specialità di questo tipo di costruzione è che l'utilizzatore non necessita di un supporto per la trappola fredda. Tramite un bordo, la trappola fredda viene appesa all'interno dell'anello di supporto dei vasi Dewar. È possibile sostituire velocemente la trappola fredda, senza che si verifichi nessun problema.



Code	Description	Packaging
LLG06262187	Trappola fredda KF 54V-K16-Z-DSS2000-CO2, cap. condensazione 200 ml	1 pz
LLG06264963	Trappola fredda KF 54V-K16-Z-DSS2000, cap. condensazione 200 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

