

**Trappole fredde con vaso Dewar, acciaio inossidabile****KGW**

Trappole fredde con vaso Dewar, acciaio inossidabile. Le trappole fredde vengono utilizzate insieme alle pompe da vuoto per raccogliere il condensato prodotto dall'umidità o dai solventi e possono essere usate per molte funzioni. L'applicazione più comune è raccogliere la condensa prodotta da umidità o solventi da dischi rotanti, pompe da vuoto o sistemi per alto vuoto che usano pompe a diffusione d'olio o turbo-molecolari. In questo caso si utilizza normalmente un refrigerante comune come azoto liquido (LN2) o ghiaccio secco (CO2) con acetone. Semplici trappole fredde, note anche come condensatori a dito freddo, sono usate in combinazione con le pompe da vuoto e la condensa viene spinta fuori dall'umidità o dai solventi utilizzati nelle applicazioni chimiche. La trappola fredda è usata per proteggere la pompa da vuoto e la specialità di questo tipo di costruzione è che l'utilizzatore non necessita di un supporto per la trappola fredda. Tramite un bordo, la trappola fredda viene appesa all'interno dell'anello di supporto dei vasi Dewar. E' possibile sostituire velocemente la trappola fredda, senza che si verifichi nessun problema.



Code	Description	Packaging
LLG06262187	Trappola fredda KF 54V-K16-Z-DSS2000-CO2, cap. condensazione 200 ml	1 pz
LLG06264963	Trappola fredda KF 54V-K16-Z-DSS2000, cap. condensazione 200 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

