

**Mulino a dischi vibranti RS 200****Retsch**

Mulino a dischi vibranti RS 200. Il mulino a dischi vibranti RS 200 è utilizzabile per una macinazione estremamente rapida e riproducibile di materiali medio duri, duri, fragili e fibrosi, a finezza analitica. Lo strumento lavora agevolmente e stabilmente, anche con set di macinazione pesanti ed alla massima velocità, grazie al motore piano stabilizzato. Grazie all'elevata finezza raggiungibile il mulino più usato per la preparazione di campioni per l'analisi spettroscopica.

- Risultati riproducibili grazie al motore stabilizzato
- Velocità variabile in continuo da 700 a 1500 rpm
- Tempo di macinazione estremamente breve
- 10 Programmi memorizzabili
- Accessori per macinazione in 5 diversi materiali
- Nuovo sistema di clampaggio del set di macinazione ad azione rapida
- Protezione del set di macinazione (riduzione della velocità massima rispettivamente 1200 e 700 rpm) grazie alla rivelazione automatica del carburo di tungsteno e dell'agata
- Semplice funzionamento ad 1 bottone con display grafico colorato e struttura ottimizzata del menù

**Caratteristiche**

Pezzatura in ingresso\*: < 15mm

Finezza finale\*\*: < 20µm

Dimens. lotto/Quantità ingresso: da 35 a 150 ml

Regolazione tempo macinazione: digitale, da 1 sec a 99 min 59 sec

Dimensioni (L x P x H): 836 x 780 x 1220mm

Peso: circa 210 kg

\* in funzione del materiale in ingresso e del volume del set di macinazione    \*\* in funzione del materiale in ingresso



| Code        | Description                                                                                                                                                                                                    | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09738781 | Mulino a dischi vibranti RS 200, dimensione max particelle in entrata 15 mm, max. quantità di alimentazione 250 ml, finezza finale max 20 µm, velocità 700 ... 1.500 1/min , dim. (LxPxH) 836 x 780 x 1.220 mm | 1 pz      |
| LLG09738782 | Set di macinazione RS100/RS200, 250ml, in acciaio temprato                                                                                                                                                     | 1 pz      |
| LLG09738783 | Set di macinazione RS100/RS200, 50ml, in carburo di tugsteno, solo 1200 rpm                                                                                                                                    | 1 pz      |
| LLG09738784 | Set di macinazione RS100/RS200,100ml, in carburo di tugsteno, solo 1200 rpm                                                                                                                                    | 1 pz      |
| LLG09738785 | Set di macinazione RS100/RS200,250ml, in carburo di tugsteno, solo 1200 rpm                                                                                                                                    | 1 pz      |
| LLG09738786 | Set di macinazione RS100/RS200, 50ml, in ossido di zirconio                                                                                                                                                    | 1 pz      |
| LLG09738787 | Maniglia di trasporto per set di macinazione                                                                                                                                                                   | 1 pz      |
| LLG09738788 | Maniglia trasporto set macinazione da 50 ml in acciaio o carburo tugsteno                                                                                                                                      | 1 pz      |
| LLG09738789 | Maniglia estrazione set di macinazione da 50 ml in agata                                                                                                                                                       | 1 pz      |
| LLG09738790 | Maniglia estrazione set di macinazione da 50 ml in ossido di zirconio                                                                                                                                          | 1 pz      |
| LLG09738791 | Maniglia estrazione set di macinazione da 100 ml in carburo di tugsteno                                                                                                                                        | 1 pz      |
| LLG09738952 | Set di macinazione RS100, 50 ml, in acciaio temperato                                                                                                                                                          | 1 pz      |
| LLG09738953 | Set di macinazione RS100, 50 ml, in agata, solo per 700 rpm                                                                                                                                                    | 1 pz      |
| LLG09738955 | Set di macinazione RS100, 100 ml, in acciaio temperato                                                                                                                                                         | 1 pz      |
| LLG09738956 | Set di macinazione RS100, 100 ml, in agata, solo per 700 rpm                                                                                                                                                   | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

