



Stampanti termiche per autoclavi automatiche

Raypa

Stampante integrata IT: Deve essere installata in fabbrica, si prega di ordinarla insieme all'autoclave. Per modelli: AES-12, AES-28, AES-50, AES-75, AES-110, AES-150, AE-28-DRY, AE-50-DRY, AE-75-DRY, AE-110-DRY, AE-150-DRY, AHS-50-N, AHS-75-N, AH-21-L, AHS-50-DRY, AHS-75-DRY

Stampante integrata IT / TS: Deve essere installata in fabbrica, si prega di ordinarla insieme all'autoclave. Per modelli: AE-50-B, AE-75-B, AE-110-B, AE-150-B, AH-21-B, AHS-50-B, AHS-75-B, AE-20-MP, AE-40-MP, AE-60-MP, AE-80-MP, AE-100-MP

Stampante da tavolo ITS: Stampa numero di programma, numero di ciclo, temperatura, data e ora della corsa. Vengono inoltre stampati i messaggi di errore. Con interfaccia RS 232. Solo per AES-12 / AES-28 / AES-50 / AES-75 / AES-110 / AES-150 / DRY

Stampante integrata IT / TLV Deve essere installata in fabbrica, si prega di ordinarla insieme all'autoclave. Per Serie TLV



Code	Description	Packaging
LLG04672193	Stampante termica IT/TS	1 pz
LLG06265153	Stampante termica IT	1 pz
LLG06270012	Stampante termica ITS per Autoclavi automatiche serie AH / AES	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

