



## Microsiringhe Neuros

Hamilton

## Microsiringhe Neuros

Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche.

Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile)

Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta.

Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti

Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC

La tecnologia della siringa Hamilton Neuros offre funzionalità senza precedenti per iniezioni controllate, ad es. di tessuti e animali. Per la prima volta nel settore, Neuros distribuisce con precisione da 50 nL a 100 µl di liquido attraverso un ago ultrafine protetto da un manicotto personalizzato. Sviluppate specificamente per le neuroscienze, le Neuros riducono al minimo i danni causati dall'iniezione aumentando la rigidità dell'ago e fornendo un microvolume di liquido in una posizione esatta.



- Esposizione dell'ago regolabile da 0 a 20 mm
- Quasi nessun volume morto
- La rigidità dell'ago migliora la precisione del percorso di inserimento
- Il danno minimo ai tessuti riduce la variabilità dell'iniezione
- La riduzione della perdita di campione consente di risparmiare denaro e materiali
- L'ago a sagoma fine crea siti di iniezione più piccoli
- La compatibilità con la maggior parte delle pompe ad infusione e dei supporti stereotassiali, che significa una facile integrazione nei processi esistenti
- Disponibile anche con punta smussata a 12° (stile punta 4)



- Lunghezza ago: da 0 a 20 mm

| Code        | Description                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06258819 | Microsiringhe Neuros, NRS1701 RN, 10 µl, Punta 3 (HPLC), Calibro 33    | 1 pz      |
| LLG06287163 | Microsiringhe Neuros, NRS7000.5 KH, 0,5 µl, Punta 3 (HPLC), Calibro 32 | 1 pz      |
| LLG06287164 | Microsiringhe Neuros, NRS7002 KH, 2 µl, Punta 3 (HPLC), Calibro 30     | 1 pz      |
| LLG06287165 | Microsiringhe Neuros, NRS1702 RN, 25 µl, Punta 3 (HPLC), Calibro 33    | 1 pz      |



| Code        | Description                                                          | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06287166 | Microsiringhe Neuros, NRS1705 RN, 50 µl, Punta 3 (HPLC), Calibro 33  | 1 pz      |
| LLG06287167 | Microsiringhe Neuros, NRS1710 RN, 100 µl, Punta 3 (HPLC), Calibro 33 | 1 pz      |
| LLG07642505 | Microsiringhe Neuros, NRS75 RN, 5 µl, Punta 3 (HPLC), Calibro 33     | 1 pz      |
| LLG07671735 | Microsiringhe Neuros, NRS7001 KH, 1 µl, Punta 3 (HPLC), Calibro 32   | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

