



**Capillari per punto di fusione per serie SMP**

**Stuart**

Capillari per punto di fusione per serie SMP.



| Code        | Description                                                                                                                                 | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06236492 | Capillari per punto di fusione, aperti da entrambe le estremità, lungh. 100 mm, dia. est. 1.9 mm, diam. int. 1.3 mm, spessore pareti 0.3 mm | 100 pz    |
| LLG06803067 | Capillari per punto di fusione, chiusi da un lato, Lunghezza 100 mm, Spessore parete 0,3 mm, Ø esterno 1,9 mm, Ø interno 1,3 mm             | 100 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

