

**Omogeneizzatore DOUNCE, in vetro****Kimble**

Omogeneizzatore Dounce, in vetro. Adatto nei casi in cui sia necessario pretrattare il campione. Vengono forniti due pestelli:

- Pestello A per prefrantumazione
- Pestello B per frantumazione definitiva.

Componenti di ricambio intercambiabili fornibili su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09651616	Omogeneizzatore Dounce, in vetro, cap. 2 ml, lungh. 60 mm	1 pz
LLG09651617	Omogeneizzatore Dounce, in vetro, cap. 7 ml, lungh. 125 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

