

**Apparecchi per punto di fusione MP-200D / MP-200D-HR****Stuart**

Apparecchi per punto di fusione MP-200D / MP-200D-HR.

Fornitura comprensiva di 100 capillari per punto di fusione, aperti ad una estremità.

Con protezione antimicrobica BioCote, a base di argento.



Code	Description	Packaging
LLG09830430	Apparecchio per punto di fusione MP-200D-HR, temp. RT ... 300 °C, Risoluzione 0,1 °C, Precisione $\pm 1,0$ °C (20 °C) $\pm 2,5$ °C (300 °C), velocità riscaldamento 1 ... 10 °C/min, max. numero posizioni campione 2, dim. (LxPxH) 160 x 220 x 170 mm, garanzia 3 anni	1 pz
LLG09950177	Apparecchio per punto di fusione MP-200D, temp. RT ... 300 °C, Risoluzione 1 °C, Precisione $\pm 1,0$ °C (20 °C) $\pm 2,5$ °C (300 °C), velocità riscaldamento 2 °C/min, max. numero posizioni campione 2, dim.(LxPxH) 160 x 220 x 170 mm, garanzia 3 anni	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

