

**Elettrodo pH DG****Mettler Toledo**

Gli elettrodi DG sono utilizzati per misure di pH e titolazione in campioni difficili, scarsamente ionici e non acquosi.

Gli elettrodi DM con anelli in argento e platino sono adatti per titolazioni redox con e senza variazione di pH, esempio titolazioni argentometriche e Karl Fisher.

Gli elettrodi Plug & Play vengono riconosciuti automaticamente dai pH metri METTLER TOLEDO ed è possibile estrapolare e processare tramite il software il tipo di elettrodo, il numero di serie, i dati di calibrazione e le ore di funzionamento.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

