



Elettrodi per fluoruri

Orion

Elettrodi per fluoruri.

Per misura rapida e semplice di ioni fluoro in soluzioni acquose.

Quando si utilizzano gli elettrodi a mezza cella 9409BN e 9409SC, è necessario un elettrodo di riferimento separato.

- Intervallo di misura della concentrazione ionica (ISE) 0,02 ppm ... saturazione;
- Temperatura 0 ... 80 °C;
- Membrana stato solido;
- Ø stelo 13 mm;
- Lunghezza cavo 1 m;
- Lunghezza stelo 110 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06091369	Elettrodi per fluoruri tipo 9609BNWP, connessione BNC	1 pz
LLG06285489	Elettrodi per fluoruri tipo 9409SC, connessione testa a vite	1 pz
LLG07659280	Elettrodi per fluoruri tipo 9409BN, connessione BNC	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

