

**Turrax S 25 EC****IKA**

Testata di dispersione S 25 EC-C-18G-ST compatibile unicamente con T 25 easy clean digital & control. Utilizzabile con solventi. Sterilizzabile. Massima temperatura di lavoro 180 °C. Lunghezza asta 191 mm. Struttura in AISL 316L e ceramica.



| Code        | Description                                                                                                                                                                                                                           | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04672774 | Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital/T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-C-25 G-ST Diam. rotore/statore: 20/25 mm, Profondità immersione Min. 35 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica    | 1 pz      |
| LLG04672775 | Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital/T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-C-25 F Diam. rotore/statore: 18/25 mm, Profondità immersione Min. 35 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica       | 1 pz      |
| LLG04672776 | Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital/T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-T-C-25 G-ST Diam. rotore/statore: 20/25 mm, Profondità immersione Min. 45 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica  | 1 pz      |
| LLG04672777 | Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital / T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-T-C-25 F Diam. rotore/statore: 20/25 mm, Profondità immersione Min. 35 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica   | 1 pz      |
| LLG04684823 | Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital / T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-C-25 G, Diam. rotore / statore 17 / 25 mm, Profondità immersione Min. 35 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica | 1 pz      |
| LLG04684824 | Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital / T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-T-C-18 G, Diam. rotore / statore 12,7 / 18 mm, Profondità immersione Min. 45 mm, Volume max. di lavoro 1500 ml, in AISI 316L e ceramica   | 1 pz      |
| LLG04684825 | Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital / T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-T-C-25 G, Diam. rotore / statore 17 / 25 mm, Profondità immersione Min. 45 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, in AISI 316L e ceramica     | 1 pz      |
| LLG06291623 | Testata S 25 EC-C-18G-ST Ø25mm Ørot./stat.13,4/18mm, 1,5L, x T25 easy clean                                                                                                                                                           | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

