

**Sistema di raffreddamento per COD****Behr**

Sistema di raffreddamento per COD. Questo sistema previene il sovrariscaldamento dei campioni di COD durante il momento critico di aggiunta di acido solforico. Inoltre, viene usato per raffreddare il campione dopo la fase di riscaldamento.



| Code        | Description                                     | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| LLG06051958 | Stativo per 12 raffreddatori ad aria COD        | 1 pz      |
| LLG06052519 | Sistema di raffreddamento per inserto E 12/B    | 1 pz      |
| LLG06089903 | Sistema di raffreddamento per inserto E 12/BV   | 1 pz      |
| LLG09920706 | Dispositivo di raffreddamento per inserto E 6/B | 1 pz      |
| LLG09920723 | Stativo per 6 raffreddatori ad aria COD         | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

