

**Indicatore biologico Attest per controllo delle autoclavi a vapore****3M**

Indicatore biologico Attest per controllo delle autoclavi a vapore. Il controllo biologico prevede l'uso di indicatori, per verificare se tutti i microorganismi sono stati uccisi durante il processo di sterilizzazione. I bio-indicatori sono unici, in quanto indicano direttamente quante spore microbiche sono state effettivamente uccise. Grazie alla qualità ed affidabilità dell'informazione, l'uso regolare di un bio-indicatore può portare ad un miglioramento delle prestazioni del processo di sterilizzazione e quindi a risultati migliori.

Caratteristiche:

- Non servono laboratori esterni per valutare le prestazioni
- Facili da manipolare
- Da usare dopo riparazione o manutenzione dell'autoclave

Applicazioni:

- Programma 3,5 minuti, tempo di attesa a 121 °C o 134 °C
- Dopo sterilizzazione, rompere la fiala in modo da portare la soluzione nutriente a contatto con la striscia di spore
- Risultati in 48 ore
- Conforme allo standard EN ISO 11138



Code	Description	Packaging
LLG06089578	Indicatore biologico Attest ™ per controllo delle autoclavi a vapore, tipo 1262/1262P, temperatura 121 ... 132 °C, tempo di incubazione 48 h, Standard ISO 11138-1:2017/ISO 11138-3:2017	100 pz
LLG06280367	Indicatore biologico Attest ™ per controllo delle autoclavi a vapore, tipo 1261/1261P, temperatura 121 ... 132 °C, tempo di incubazione 24 h	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

