

Calcimetro secondo Dietrich-Frühling per la determinazione del calcio carbonato (CaCO_3)

Witeg Labortechnik

Calcimetro secondo Dietrich-Fruhling per la determinazione volumetrica del carbonato di calcio (CaCO_3).

La reazione fra il carbonato di calcio del campione e la soluzione di acido cloridrico genera anidride carbonica. L'apparecchiatura misura il volume di gas prodotto e, indirettamente, la quantità di carbonato di calcio iniziale.



Code	Description	Packaging
LLG06327230	Calcimetro secondo Dietrich-Frühling per la determinazione del calcio carbonato (CaCO ₃)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

