



Termoblocco Vario

Macherey Nagel

Termoblocchi NANOCOLOR® VARIO. Perfetti per ogni applicazione ,

NANOCOLOR® VARIO C2 permette la digestione simultanea di 12 campioni. Ideale **per piccole quantità di campioni**.

Per la più alta resa, il NANOCOLOR® VARIO 4, **il più flessibile**, permette la digestione simultanea di 24 campioni in 2 unità riscaldanti indipendenti.

NANOCOLOR® VARIO C2 M per la digestione simultanea di 2 campioni in capillari da 22 mm e 8 campioni in capillari da 16 mm e può essere impiegato **per l'analisi dei metalli**.

Con NANOCOLOR® VARIO HC si ha la possibilità di ottenere tutti i parametri più importanti in soli 30 minuti. **Per digestioni molto veloci**.

VARIO Mini è invece ideale **per misure sul campo** grazie alle sue dimensioni compatte e alla possibilità di alimentazione tramite l'accendi-sigari.



Code	Description	Packaging
H2O919300	Termoblocco tipo Vario 4, digestione simultanea di 24 campioni in 2 unità riscaldanti indipendenti	1 pz
H2O919330	Termoblocco tipo VARIO HC, possibilità di ottenere tutti i parametri più importanti in soli 30 minuti. Per digestioni molto veloci	1 pz
H2O919350	Termoblocco Vario C2, digestione simultanea di 12 campioni. Ideale per piccole quantità di campioni	1 pz
H2O919350.1	Termoblocco Vario C2 M, per la digestione simultanea di 2 campioni in capillari da 22 mm e 8 campioni in capillari da 16 mm e può essere impiegato per analisi dei metalli	1 pz
H2O919380	Termoblocco Vario Mini, per misure sul campo: dimensioni compatte e possibilità di alimentazione tramite accendi-sigari	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

