



Optima 17 colonne capillari per GC

Macherey Nagel

**Optima® 17 colonne capillari per GC
fenilmetilpolisiloxano (50% fenil)**

fase mediamente polare

applicazioni preferite: steroidi, pesticidi, analisi droghe

USP G3

fasi similari: OV-17, DB-17, HP50+, HP17, SPB-50, SP-2250, Rtx-50, CP-Sil 24

CB, 007-17, ZB50


temperatura massima per operazioni isoterliche: 320°C, temperatura massima
per brevi isoterme in un programma di temperatura: 340°C, per colonne diam.int.
0.53mm le temperature massime sono rispettivamente 300 e 320°C.

Ø int. 0.25 mm

Ø est. 0.4 mm

Spessore film 0,25 µm

Lungh. 25 m



Code	Description	Packaging
MNL72602215	OPTIMA 17, 0.25 mm ID, 0.25 μ m, 15 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 μ m length: 15 m	1 pz
MNL72602225	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 μ m, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72602230	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 μ m, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72602250	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 μ m, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72602260	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 μ m, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72606512	OPTIMA 17, 0.20 mm ID, 0.20 μ m, 12 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 μ m length: 12 m	1 pz
MNL72606525	OPTIMA 17, 0.20 mm ID, 0.20 μ m, 25 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 μ m length: 25 m	1 pz
MNL72606550	OPTIMA 17, 0.20 mm ID, 0.20 μ m, 50 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 μ m length: 50 m	1 pz
MNL72606625	OPTIMA 17, 0.20 mm ID, 0.50 μ m, 25 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.20 mm, film thickness: 0.50 μ m length: 25 m	1 pz
MNL72606650	OPTIMA 17, 0.20 mm ID, 0.50 μ m, 50 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.20 mm, film thickness: 0.50 μ m length: 50 m	1 pz
MNL72606725	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 μ m, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72606730	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 μ m, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72606750	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 μ m, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72606760	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 μ m, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72635125	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 μ m, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72635130	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 μ m, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72635150	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 μ m, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72635160	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 μ m, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72674225	OPTIMA 17, 0.25 mm ID, 0.15 μ m, 25 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.15 μ m length: 25 m	1 pz
MNL72674230	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,15 μ m, Lungh. 30 m	1 pz



Code	Description	Packaging
MNL72674250	OPTIMA 17, 0.25 mm ID, 0.15 μ m, 50 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.15 μ m length: 50 m	1 pz
MNL72674260	OPTIMA 17, 0.25 mm ID, 0.15 μ m, 60 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.15 μ m length: 60 m	1 pz
MNL72674425	OPTIMA 17, 0.32 mm ID, 0.50 μ m, 25 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.50 μ m length: 25 m	1 pz
MNL72674430	OPTIMA 17, 0.32 mm ID, 0.50 μ m, 30 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.50 μ m length: 30 m	1 pz
MNL72674450	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 μ m, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72674460	OPTIMA 17, 0.32 mm ID, 0.50 μ m, 60 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.50 μ m length: 60 m	1 pz
MNL72674710	OPTIMA 17, 0.53 mm ID, 1.00 μ m, 10 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.53 mm, film thickness: 1.00 μ m length: 10 m	1 pz
MNL72674715	OPTIMA 17, 0.53 mm ID, 1.00 μ m, 15 m Capillary column OPTIMA 17 ID: 0.53 mm, film thickness: 1.00 μ m length: 15 m	1 pz
MNL72674725	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.53 mm, Ø est. 0.8 mm, Spessore film 1 μ m, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72674730	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.53 mm, Ø est. 0.8 mm, Spessore film 1 μ m, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72675530	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,15 μ m, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72675725	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,35 μ m, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72675730	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,35 μ m, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72675750	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,35 μ m, Lungh. 50 m	1 pz
MNL72675760	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,35 μ m, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72684810	Optima 17 colonne capillari per GC, Ø int. 0.10 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,1 μ m, Lungh. 10 m	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

