

**NucleoBond HMW DNA****Macherey Nagel**

Grazie alla combinazione tra una lisi enzimatica delicata e la purificazione del DNA mediante cromatografia a scambio anionico, il kit NucleoBond HMW DNA garantisce un minimo danneggiamento del DNA e esigue contaminazioni per un recupero ottimale di DNA puro ad alto peso molecolare (HMW).

Il DNA HMW estratto è ideale per il sequenziamento a singola molecola long-range.



Code	Description	Packaging
FC140160F	NucleoBond HMW DNA	20 prep.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

