

**NucleoBond HMW DNA****Macherey Nagel**

Grazie alla combinazione tra una lisi enzimatica delicata e la purificazione del DNA mediante cromatografia a scambio anionico, il kit NucleoBond HMW DNA garantisce un minimo danneggiamento del DNA e esigue contaminazioni per un recupero ottimale di DNA puro ad alto peso molecolare (HMW).

Il DNA HMW estratto è ideale per il sequenziamento a singola molecola long-range.



Code	Description	Packaging
FC140160F	NucleoBond HMW DNA	20 prep.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

