

**Tampone di lavaggio RA2****Macherey Nagel**

Tampone di lavaggio RA2 da usare con NucleoSpin RNA Clean-up Mini, NucleoSpin RNA Clean-up Maxi, NucleoSpin RNA XS, NucleoSpin RNA/Protein, NucleoSpin TriPrep e NucleoSpin 8/96 RNA. Per purificazione RNA. Conservazione 15-25 °C. A esclusivo uso ricerca.



Code	Description	Packaging
FC174035980	Buffer di lavaggio RA2 (80 mL)	1



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

