



Vassoio per incubazione in sistemi per Blot MIDI, in PP, largh. 90 x lungh. 90 mm

Carl Roth

Vassoio in PP. Autoclavabile. Compatibile con i metodi di Western e Southern blotting.

Robusto.

Riutilizzabile.

Sviluppato per l'incubazione di membrane filtranti dopo il Western e Southern blotting.

Può essere impilato in sicurezza e, grazie al coperchio a chiusura ermetica, previene l'evaporazione della soluzione anche per lunghi periodi di incubazione.

La dimensione, adattata alle tipiche membrane, riduce la quantità di tampone necessaria durante l'incubazione.



| Code        | Description                                                                       | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06524474 | Vassoio per incubazione in sistemi per Blot MIDI, in PP, largh. 90 x lungh. 90 mm |           |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

