



Vassoio per incubazione in sistemi per Blot MIDI, in PP, largh. 90 x lungh. 90 mm

Carl Roth

Vassoio in PP. Autoclavabile. Compatibile con i metodi di Western e Southern blotting.

Robusto.

Riutilizzabile.

Sviluppato per l'incubazione di membrane filtranti dopo il Western e Southern blotting.

Può essere impilato in sicurezza e, grazie al coperchio a chiusura ermetica, previene l'evaporazione della soluzione anche per lunghi periodi di incubazione.

La dimensione, adattata alle tipiche membrane, riduce la quantità di tampone necessaria durante l'incubazione.



Code	Description	Packaging
LLG06524474	Vassoio per incubazione in sistemi per Blot MIDI, in PP, largh. 90 x lungh. 90 mm	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

