



Pre-colonna EC HPLC (analitica), RESOLVOSIL BSA-7, particelle 7 μm , lungh. x diam.: 4 x 3 mm

Macherey Nagel

Per la protezione della colonna principale dalla contaminazione. Le impurezze chimiche vengono trattenute prima di arrivare alla colonna principale. Ciò è di importanza rilevante in quanto alcuni contaminanti possono legarsi alla resina in modo irreversibile, riducendo la vita della colonna.



Code	Description	Packaging
MNL72140230	Pre-colonna EC 4/3 RESOLVOSIL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

