



Siringa eVol con pistone GT e ago smussato

Trajan Scientific

Siringa eVol con pistone GT e ago smussato. Facile da usare. Adatta sia a gas cromatografia che a cromatografia liquida.



Code	Description	Packaging
LLG07672705	Siringa eVol con pistone GT e ago smussato, cap. 500 µl, ago: lungh. 5 cm e diam. esterno 0.63 mm	1 pz
LLG07910376	Siringa eVol con pistone GT e ago smussato, cap. 50 µl, ago: lungh. 5 cm, diam. 0.5 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

